



LORMA



ESTERILIZADOR LORMA ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

GRD08

EFFECTIVIDAD Y ESPACIO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE CALOR SECO.

Con un diseño único, fabricado con la más alta calidad para garantizar su efectividad y la seguridad de los pacientes.




Pantalla LCD

Brinda mayor control para monitorear el ciclo de esterilización.

Se observa el tiempo y la temperatura del proceso de esterilización

2 Años de Garantía

Nuestros usuarios son nuestra prioridad, contamos con el servicio técnico más eficiente del mercado.



Sistema operado por un microcontrolador

Control absoluto en el sistema de operación y ciclos de esterilización sin ningún error.



Resistencias blindadas

2 resistencias controladas por un sistema de operación que permiten un ahorro de hasta el 60% de energía.



Memoria de programa

Almacena los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia.



Programa de detección

Cuenta con un programa de detección de error en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Equipo:

Ancho: 69 cm.

Altura: 39 cm.

Largo: 33 cm.

Dimensiones Cámara:

Ancho: 45.5 cm.

Altura: 27 cm.

Largo: 23 cm.

Dimensiones Charolas:

Charola (3): 44.5x18.5 cm

Eléctrico:

Alimentación: 120V~ / 60Hz.

Potencia: 1100 W.

Fusible: 0.5A Americano.



ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Fabricado y Diseñado por LORMA®

Tel / Fax: (01 222) 594 3302, 594 3303 | informes@grupolorma.com.mx
servicios@grupolorma.com.mx | ventas@grupolorma.com.mx